

Orthèse de Poignet avec Insert Moulable

Caractéristiques:

- L'Insert moulable en plastique enveloppe plus de 50% de la circonférence du poignet lorsque moulé pour assurer un ajustement parfait.
- Un ajustement sur mesure est facile, rapide, et hygiénique à atteindre sans vapeurs ou poussière.
- Durable, léger, et re-moulable.
- Réglage volumétrique - compense le gonflement ou l'atrophie musculaire tout au long du processus de guérison, ce qui en fait une solution idéale.
- Sans latex



Insert plastique moulable

Indications:

- Syndrome du Canal Carpien
- Foulures ou entorse du poignet
- Soins post-opératoire



DROIT	GAUCHE	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
3920-SM-R	3920-SM-L	PETIT	5½" - 7"
3920-MD-R	3920-MD-L	MOYEN	7" - 8½"
3920-LG-R	3920-LG-L	GRAND	8½ - 10"

