

## COLLET CONTOUR

### Caractéristiques:

- Forme profilée avec découpe du menton.
- Mousse épaisse de un pouce couverte avec stockinette.
- Densité moyennement ferme.

### Fonction:

Le collet cervical 3½" de densité moyenne de Scotts Specialties offre un ajustement simplifié et un confort augmenté.

### Indications:

- Soulagement symptomatique d'une blessure musculaire, tendineuse, ligamentaire ou des tissus mous de la région du cou.



ITEM	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU COU EN POUCES
4535-SMALL	PETIT	8" - 12"
4535-MEDIUM	MOYEN	11" - 15"
4535-LARGE	GRAND	14" - 18"
4535-X-LARGE	T-GRAND	17" - 24½"