

THERMO-MED SMART CEINTURE DE SUSPENSION POUR PROTHÈSE FÉMORALE

Caractéristiques:

Support de cuisse en néoprène avec des sangles distales élastiques fabriquées en forme conique adaptées aux différentes circonférences de la cuisse.

Fonction:

- Prise texturée pour sécuriser votre prothèse.

Indications:

- Prothèse transfémorale.
- Légères instabilités.
- Processus douloureux de longue durée.
- Stabilisation pendant d'activités sportives ou situation de grand effort.



GAUCHE	DROIT	TAILLE	CIRCONFÉRENCE "A" EN CM	CIRCONFÉRENCE "B" EN CM
5502-SM	5501-SM	PETIT / 2	85 - 100	40 - 50
5502-MD	5501-MD	MOYEN / 3	85 - 110	48 - 58
5502-LG	5501-LG	GRAND / 4	105 - 125	56 - 66


