

3-Tex® 7104 GENOUILÈRE AVEC ARTICULATIONS POLYCENTRIQUES

Caractéristiques:

Support de genou en tissu fabriqué avec de matériaux élastiques respirables à trois couches. Composé de trois couches - tissu élastique en microfibre, mousse de polyuréthane et tissu de tissu éponge - ce qui facilite la dispersion rapide de la sueur, une plus grande élasticité et un meilleur ajustement. Dispose d'un matériel de bulle en silicone pour éviter le glissement. Rotule ouverte avec pate de silicone, charnières en métal avec articulations polycentriques, attaches fémorales et tibial pour une fixation plus ferme et une ouverture de mollet. Sans Latex.

Indications:

- Douleur articulaire.
- L'arthrose et l'arthrite.
- La tendinite.
- Instabilité mediolatérale légère.
- Blessures de ligament capsulaires.



| ITEM | TAILLE | TAILLE | CIRCONFÉRENCE DU GENOU EN CM |
|----------|------------|--------|------------------------------|
| 7104-XS | TRÈS PETIT | 1 | 32 - 34 |
| 7104-SM | PETIT | 2 | 34 - 36 |
| 7104-MD | MOYEN | 3 | 36 - 38 |
| 7104-LG | GRAND | 4 | 38 - 41 |
| 7104-XL | TRÈS GRAND | 5 | 41 - 44 |
| 7104-XXL | TT-GRAND | 6 | 44 - 49 |



Périmètre en cm autour du centre de la rotule

