

GENOU ENVELOPPANT AVEC STABILISATEURS SPIRAUX MÉDIOLATÉRAUX

Caractéristiques:

Support de genou en tissu fabriqué dans un matériau élastique respirant à trois couches. Fabriqué en velours élastique (zone du genou) et en tissu élastique (zone des sangles). Composé de trois couches – tissu microfibre élastique, mousse de polyuréthane et tissu éponge – qui facilitent la dispersion rapide de la transpiration, offrent une plus grande élasticité et un meilleur ajustement, et présentent une adhérence en silicone pour éviter le glissement.

Rotule ouverte avec coussinet pour rotule, sangles médiolatérales et ouverture dans la zone poplitée.

Fonction:

Compression, soutien et stabilité.

Indications:

- Stabilisation pendant les activités sportives ou les situations de tension.
- Pour les patients dont la morphologie particulière nécessite une mise en place rapide et facile.



ITEM	TAILLE	HAUTEUR
7119-UNI	UNIVERSEL	28 cm