

NEURO CONEX SUPPORT ÉPAULE AVEC COURROIE DE BRAS ET AVANT-BRAS

Caractéristiques:

Orthèse en mousse respirante avec extérieur en velours et doublure intérieure en tissu alvéolé, avec systèmes de fermeture velcro et de boucle à bouton. Le support est renforcé par un noyau thermoplastique de 0,5 mm d'épaisseur pour augmenter sa capacité de support, éviter les malformations et permettre un ajustement personnalisé. Sangle pour l'avant-bras avec système de fermeture velcro et boucles pour les sangles de réglage avec silicone interne à picots pour empêcher tout mouvement. Designed to facilitate free arm movement and to enable the patient to fit the support with one hand. Conçu pour faciliter le mouvement des bras et permettre au patient d'ajuster le support d'une seule main.

Fonction:

Stabilisation de l'articulation de l'épaule. Subluxation de l'épaule et contrôle de la rotation interne. Comme méthode pour réduire la tension du ligament capsulaire dans les épaules paralysées ou instables. Prévention de la douleur et de la subluxation.

Indications:

- Lésions neurologiques au membre supérieur.
- Lésion au plexus brachial avec paralysie des épaules et des bras.
- Hémiplégie causée par un accident vasculaire cérébral.
- Lésions traumatiques nerveuses et cérébrales périphériques.
- Epaule douloureuse et instable.



GAUCHE	DROIT	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DE BICEP EN CM
94303I-SM	94303D-SM	PETIT	22.5 - 28
94303I-MD	94303D-MD	MOYEN	28 - 34
94303I-LG	94303D-LG	GRAND	34 - 40

CIRCONFÉRENCE EN CM

