

AB100 ORTHÈSE DE PIED BOXIA PLUS



Caractéristiques:

- Le **Boxia Plus** permet aux patients d'être autonomes et indépendants grâce au nouveau système de fermeture semi-automatique à une main afin qu'ils puissent profiter d'une meilleure qualité de vie dans leurs activités quotidiennes.

Une partie supramalléolaire en tissu respirant micro-perforé qui enveloppe la cheville. Il comporte un coussin à l'arrière qui retient le tendon d'Achille, offre un maximum de confort et répartit la pression. Il ya aussi des points de soulagement offrant un effet de massage sur les parties molles. Le système central d'ancrage peut être ajusté au périmètre de la cheville pour garantir la position la plus adéquate pour chaque patient.

- Une bande élastique de traction maintient la cheville en position neutre et relie la partie supramalléolaire aux crochets en "S", ou le crochet aux chaussures.
- Le crochet antidérapant attaché à la chaussure et une sangle fixée aux lacets empêchent les mouvements indésirables
- Quatre paires de crochets en "S" pour une plus grande stabilité et un contrôle du pied varum-valgum.



Avantages:

- Maintient la cheville dans une position fonctionnelle pour éviter l'effondrement du pied;
- Permet une démarche plus naturel et efficace.

Indications:

- Faiblesse ou incapacité à dorsiflexer la cheville (pied bot) à la suite de blessures neurologiques, d'altérations congénitales ou de troubles musculaires.
- Paralyse flasque associée à l'hémiplégie



ITEM	TAILLE	PÉRIMÈTRE EN CM
AB100-SM	Petit / 1	14 - 20
AB100-MD	Moyen / 2	20 - 26
AB100-LG	Grand / 3	26 - 32