

BOTTE DE MARCHE PÉDIATRIQUE

Caractéristiques:

Conçue spécialement pour les enfants et les adolescents, la botte de marche pédiatrique sans air offre un soutien et un confort essentiels pour ceux qui se remettent de blessures à la cheville ou au pied. Sa structure légère en polymère et ses caractéristiques de conception réfléchie en font un choix idéal pour les jeunes patients ayant besoin de stabilité et de mobilité pendant le processus de guérison.

Fonction:

Construction Légère en Polymère:

Fabriquée à partir d'un matériau moulé par injection de qualité supérieure, cette botte de marche offre un soutien optimal tout en réduisant les contraintes liées à la récupération.

Design Bilatéral

Grâce à son design bilatéral, cette botte de marche peut être portée sur le pied gauche ou droit.

Semelle Basculante:

Le design innovant de la semelle basculante permet une démarche naturelle. Cette fonctionnalité favorise un mouvement de marche plus confortable et naturel, réduisant la pression sur la zone blessée. La semelle en caoutchouc thermoplastique est dotée de rainures antidérapantes, assurant stabilité et sécurité contre les glissades et les chutes.

Intérieur en feutre de velours polyester confortable:

L'intérieur offre un ajustement moelleux et confortable qui réduit les points de pression, contribuant ainsi à une meilleure adhésion du patient au traitement.

Indications:

- Blessures de tissus mous;
- Entorses;
- Immobilisation de fractures;
- Utilisation Post-opératoire, Traumatisme ou Réadaptation.



| | PETIT | MOYEN | GRAND |
|----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Code de Produit | 12-100-PEDI-SM | 12-100-PEDI-MD | 12-100-PEDI-LG |
| Âge | 1 - 2.5 | 2.5 - 5 | 5 - 8 |
| Longueur de Pied | Jusqu'à 6" | Jusqu'à 6" - 7" | Jusqu'à 7" - 8" |
| Longueur de la Jambe | Jusqu'à 9" | Jusqu'à 11" | Jusqu'à 14" |
| Pointure de l'Enfant | Jusqu'à 8.5 | Jusqu'à 8.5 - 11 | Jusqu'à 11.5-12.5 |