

NOUVEAU
DESIGN

AirShift™ Orthèse de Genou pour l'Arthrose



L'orthèse de genou AirShift^{MD} utilise la puissance de l'air pour soulager confortablement la douleur pour les patients souffrant d'arthrose unicompartimentale.

Système de Poche à Air

La facile-à-gonfler poche d'air permet aux patients et aux praticiens d'ajuster le niveau de déchargement. Le coussin de gel condyle repositionnable concentre la force de déchargement de la poche d'air sur le genou. Le système de poche d'air et la charnière en position verticale unique sont appliqués en face du côté affecté du genou.



Système de Courroie Spirale

Trois courroies rembourrées en spirale travaillent en concert avec le système de poche d'air pour décharger le compartiment arthrosique du genou. Le courroie en spirale distale et le matériau SkinLoc interne capturent le muscle du mollet supérieure afin de résister la migration distale.



Design Enveloppant

La fermeture enveloppante permet une facilité d'application et un ajustement optimal. En plus, ce design vous permet de garder moins en inventaire mais encore servir une large gamme de tailles de patients.

Indications:

- Arthrose du genou unicompartimentale
- Réparations post-opératoire de cartilage articulaires et meniscal unicompartimentale.

Médiale Comp. Gauche
ou Latérale Comp. Droit

Médiale Comp. Droit
ou Latérale Comp. Gauche

Grandeur

6" au-dessus

Mi-Rotule

6" au-dessous

117184

117194

Petit / Moyen

15" - 21"

12" - 16"

12" - 16"

117186

117196

Grand / Très Grand

21" - 27"

16" - 20"

16" - 20"

117188

117198

TT-Grand / TTT Grand

27" - 33"

20" - 24"

20" - 24"

Medical Specialties, Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060
e-mail: request@medspec.com www.medspec.com

Patent pending. AirShift is a trademark of Medical Specialties, Inc.

© 2015 Medical Specialties, Inc.



rev 2/15

