

NOUVEAU
DESIGN

Genouillère AKS™

avec charnières métalliques et courroies



La genouillère AKS offre à vos patients l'unique pouvoir de contrôler la compression et un ajustement total de haut en bas.



Genouillère ajustable

Les ouvertures distales et proximales facilitent l'application et permettent l'ajustement sur des patients de morphologies variées. En plus, la compression peut être ajustée au niveau désiré.

Contrefort patellaire ajustable

Le contrefort souple en forme de fer à cheval peut être repositionné au besoin et travaille de concert avec le support de la zone centrale pour procurer une compression circonférentielle autour du genou et une compression focalisée autour de la rotule.

Charnières métalliques et courroies en médial et latéral

Des charnières métalliques et des courroies de fixation externes procurent une stabilité médiale et latérale. Le coussinet interne en Skinloc™ et les charnières de métal fonctionnent en synergie pour résister à la migration distale et à l'entassement vertical. Les coussinets condyliens augmentent le confort.



Design bilatéral qui s'ajuste au genou gauche ou droit. La version en CoolFlex est perméable à l'air et légère, pour un confort accru.

Taille	Circonférence du genou*	CoolFlex
Très Petit	10" - 12"	117121
Petit	12" - 14"	117122
Moyen	14" - 16"	117124
Grand	16" - 18"	117125
Très Grand	18" - 20"	117126
TT-Grand	20" - 22"	117127
TTT-Grand	22"+	117128

Indications:

- Arthrite du genou
- Bursite au genou
- Chondromalacie de la rotule
- Tendinite patellaire
- Entorses du ligament collatéral médial ou latéral
- Instabilité médiale ou latérale du genou

CE
rev 12/10



010212

*Prendre la mesure de la circonférence du genou à mi-hauteur de la rotule

Medical Specialties, Inc.
4600-K Lebanon Rd.
Charlotte, NC 28227
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060
e-mail: request@medspec.com
www.medspec.com
Patent pending

©2010 Medical Specialties, Inc.