

NOUVEAU  
DESIGN

# Genouillère AKS™

avec charnières de plastique



La genouillère AKS offre à vos patients l'unique pouvoir de contrôler la compression et un ajustement total de haut en bas.

## Genouillère ajustable

Les ouvertures distales et proximales facilitent l'application et permettent l'ajustement sur des patients de morphologies variées. En plus, la compression peut être ajustée au niveau désiré.

## Contrefort patellaire ajustable

Le contrefort souple en forme de fer à cheval peut être repositionné au besoin et travaille de concert avec le support de la zone centrale pour procurer une compression circonférentielle autour du genou et une compression focalisée autour de la rotule.

## Charnières de plastique en médial et latéral

Des charnières de plastique augmentent la capacité de la genouillère à se conformer au genou au moment de la flexion. Le coussinet interne en Skinloc™ et les charnières de plastique fonctionnent en synergie pour résister à la migration distale et à l'entassement vertical.

Design bilatéral qui s'ajuste au genou gauche ou droit. La version en CoolFlex est perméable à l'air et légère, pour un confort accru.

Taille	Circonférence du genou*	CoolFlex
Très Petit	10" - 12"	117101
Petit	12" - 14"	117102
Moyen	14" - 16"	117104
Grand	16" - 18"	117105
Très Grand	18" - 20"	117106
TT-Grand	20" - 22"	117107
TTT-Grand	22" +	117108

## Indications:

- Arthrite du genou
- Bursite au genou
- Chondromalacie de la rotule
- Tendinite patellaire



rev 12/10

010212



\*Prendre la mesure de la circonférence du genou à mi-hauteur de la rotule

Medical Specialties, Inc.  
4600-K Lebanon Rd.  
Charlotte, NC 28227  
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060  
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060  
e-mail: request@medspec.com  
www.medspec.com  
Patent pending

©2010 Medical Specialties, Inc.