

Archimed[®] 627

Orthèse Spinal



L'orthèse Spinal Archimed 627 utilise un système de poulies composé pour offrir confortablement et facilement à vos patients le soutien et la stabilité dont ils ont besoin dans le traitement des blessures et des maladies de la colonne lombaire.

Système de Fermeture à Lacets avec Poulies.

Le système de fermeture à lacets avec poulies double offre un avantage mécanique combiné de 6:1. De plus, ce système est réglable pour s'adapter à une large gamme de tailles et s'ajuste automatiquement à différentes morphologies. Le système durable de fermeture à lacets avec poulies ne se déraillera jamais.

Panneaux Rigides Antérieurs et Postérieurs

Les panneaux en plastique polyéthylène fonctionnent de concert avec le système de fermeture à lacets avec poulies pour générer facilement une compression radiale et augmenter la pression intra-abdominale. Le panneau postérieur s'étend de la vertèbre L-1

Indications :

- Stabilisation post-opératoire de la colonne lombaire.
- Maladie dégénérative des disques.
- Entorses ligamentaires et élongations musculaires



Grandeur	No. Item	Circ. Taille
Petit	163322	27" - 31"
Moyen	163324	32" - 38"
Grand	163325	39" - 45"
T-Grand	163326	46" - 52"
TT-Grand	163327	53" - 59"
3T-Grand	163328	plus de 59"



rev 8/23

Medical Specialties, Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060 e-mail: request@medspec.com www.medspec.com
©2012-2023 Medical Specialties, Inc.

