

# ASO® Flex-Hinge™ Chevillière



## Le choix des champions<sup>SM</sup>

La chevillière ASO® FLEX-HINGE™ combine la technologie éprouvée du système breveté de bandage de la ASO® à une coquille de plastique articulée pour une plus grande stabilisation de la cheville.



### Indications:

- Entorse en inversion/éversion de la cheville
- Entorse de la syndesmose de la cheville
- Instabilité de la cheville ou instabilité calcanéenne
- Instabilité médio-latérale de la cheville

### Coquille intérieure de plastique

La partie supérieure de la coquille interne de plastique est construite à même la fermeture lacée à œilletons pour créer une gaine qui enveloppe le tibia et le péroné pour empêcher qu'ils se séparent pour aider dans le traitement des entorses de la syndesmose de la cheville (entorses sévères de la cheville).

La coquille intérieure de plastique avec articulation est construite à même le bottillon, fabriqué de nylon balistique, et est suffisamment flexible pour épouser l'anatomie de la cheville ce qui favorise grandement le confort et encourage le port par le patient.

### Courroies de stabilisation

Ensemble de 8 courroies stabilisatrices de nylon et d'un chausson de construction élastique, le tout, combiné à la coquille de plastique intérieure pour mieux contenir le calcaneum et empêcher les mouvements en inversion ou en éversion.

Conception bilatérale pour s'ajuster autant au pied gauche, qu'au pied droit.

# de produit	taille	Circonférence de la cheville
264072	Petit	11" - 12"
264074	Moyen	12" - 13"
264075	Grand	13" - 14"
264076	Très-Grand	14" - 15"
264077	Très-Très-Grand	15" - 16"

\*Mesurer la circonférence de la cheville selon le diagramme ci-bas.



Pour des fins d'illustration, la coquille interne de plastique est surimposée sur la photo.

Pointure-Hommes	7 1/2-9	9 1/2-11	11 1/2-13	13 1/2-15	15+
Pied étroit		P	M	G	T-G
Pied régulier	P	M	G	T-G	T-T-G
Pied large	M	G	T-G	T-T-G	T-T-G
Pointure-Femmes	6 1/2-8	8 1/2-10	10 1/2-12	12 1/2-14	
Pied étroit		P	M	G	
Pied régulier	P	M	M	G	
Pied large	M	G	G	T-G	

Medical Specialties, Inc.  
4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060

e-mail: request@medspec.com www.medspec.com  
suggested HCPCS: L1971 U.S. Patent # 5,067,486 and other patents pending

© 2006 Medical Specialties, Inc.