

ASO[®] MAX^{MC}



Le Choix des Champions

Avec les nouvelles améliorations pour la cheville ASO, la ASO maintient sa position de leader sur le marché d'orthèse de cheville. Donner à vos athlètes et patients la technologie brevetée et éprouvée de la cheville ASO. Le chef continue à rester plusieurs étapes en avant...



Courroies de Stabilisation

Les courroies de stabilisation sont maintenant en angle pour mieux envelopper au-dessus de la malléole pour un confort amélioré et une meilleure résistance à la migration. Les courroies stabilisatrices de nylon forment un huit complet pour aider à stabiliser les articulations sous-astragalienne et talocrural.

Chausson Élastique

Le chausson circonférentielle garde les lacets et courroies stabilisantes sécurisé. En plus, il travaille de concert avec la botte à résister aux forces d'inversion ou éversion

Coussin et Languette d'Achilles de CoolFlex

Le coussin CoolFlex a été augmenté à l'intérieur de la chaussure au tendon d'Achille pour fournir un plus grand confort. La languette CoolFlex a été profilée pour minimiser le groupage et permettre la couture plus nette.

Polyvalence

Avec l'ajout de doublure "Skinloc", la cheville ASO MAX peut être portée avec ou sans chaussettes.

Indications :

- Entorses inversion ou éversion de la cheville
- Instabilité médiale ou latérale de la cheville
- Instabilité de l'articulation sous-astragalienne

Conception bilatérale pour s'ajuster autant au pied gauche qu'au pied droit.

Noir	Taille	Circonférence de la cheville*
264041	Très Petit	10" - 11"
264042	Petit	11" - 12"
264044	Moyen	12" - 13"
264045	Grand	13" - 14"
264046	Très Grand	14" - 15"
264047	Très Très Grand	15" - 16"

* Mesurer la circonférence de la cheville comme indiqué sur le diagramme ci-haut.



Pointure d'homme	6-7	7½-9	9½-11	11½-13	13½-15	15 +
Pied étroit		TP	P	M	G	TG
Pied régulier	TP	P	M	G	TG	TTG
Pied large	P	M	G	TG	TTG	TTTG
Pointure de femme	5-6	6½-8	8½-10	10½-12	12½-14	12½-14
Pied étroit		TP	P	M	G	G
Pied régulier	TP	P	M	M	G	G
Pied large	P	M	G	G	TG	TG

Medical Specialties, Inc.

4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060

e-mail: request@medspec.com www.medspec.com Patent pending

ASO and EVO are registered trademarks of Medical Specialties, Inc.

© 2008-2010 Medical Specialties, Inc.



MADE IN U.S.A.



rev 07/10