

NOUVEAU
DESIGN

ASO®

Laçage Rapide Chevillère



Avec les nouvelles améliorations pour la chevillère ASO Laçage Rapide, elle offre une durabilité et support supérieure avec la même facilité d'application. Donner à vos patients la technologie brevetée et éprouvée de la chevillère ASO en Laçage Rapide. Le chef de file continue à rester plusieurs étapes en avant.

Coussin et Languette d'Achilles de CoolFlex

Le coussin CoolFlex a été augmenté à l'intérieur de la chaussure au tendon d'Achille pour fournir un plus grand confort. La languette CoolFlex a été profilée pour minimiser le groupage et permettre la couture plus nette.

Couture invisible

Il n'y a plus une couture sous le pied. La couture est maintenant positionnée le long de la partie arrière de la chaussure afin d'améliorer le confort.

Fermeture de Laçage Rapide

Conception de fermeture au laçage rapide offre une application facile. En plus, le nouveau matériel est plus durable, pourtant encore respirable.

Courroies de stabilisation

Les courroies de stabilisation sont maintenant en angle pour mieux envelopper au-dessus de la malléole pour un confort amélioré et une meilleure résistance à la migration. Les courroies stabilisatrices de nylon forment un huit complet pour aider à stabiliser les articulations sous-astragalienne et talocrural.

Indications :

- Inversion ou éversion entorses de la cheville
- Instabilité de la cheville médiale ou latérale
- Instabilité de l'articulation sous-astragalienne



Design bilatéral s'ajuste au pied gauche ou droit

Noir	Blanc	Taille	Circ. Cheville*
223611	223601	Très Petit	10" - 11"
223612	223602	Petit	11" - 12"
223614	223604	Moyen	12" - 13"
223615	223605	Grand	13" - 14"
223616	223606	Très Grand	14" - 15"
223617	223607	TT-Grand	15" - 16"

*Mesurant votre Circonférence de Cheville, tel que l'image

