

NOUVEAU

Stabilisateur de cheville

# ASO® Vortex™



La chevillère ASO Vortex offre la technologie prouvée de la courroie de stabilisation de figure-huit dans un design ultra bas-profile, lui faisant le stabilisateur idéal pour ces athlètes ou patients qui ne peuvent endurer les matériaux épais dans leurs chaussures.

### Conception Bas Profile

La chevillère Vortex n'a pas de botte. Elle a seulement la partie supérieure, les courroies de stabilisation, et une coiffe élastique. Les courroies de stabilisation sont les seuls matériaux qui en spirale autour du pied à l'intérieur de la chaussure.

### Partie Supérieure

La partie supérieure améliorée a maintenant quatre œillets et une nervure interne en plastique pour mieux ancrer les courroies de stabilisation autour du malléole et pour résister à la migration distale.

### Courroies de Stabilisation

Les courroies de stabilisation de nylon forment un figure-huit complet et aident à stabiliser les articulations sous-astragaliennes et tibio-tarsiennes. Ces courroies sont angulées à la base pour mieux épouser les contours du haut de la malléole pour un plus grand confort et moins de migration.



Design bilatéral – s'ajuste autant à gauche qu'à droite

Code de produit	Taille	Circonférence de la cheville*
264171	Très Petit	10" - 11"
264172	Petit	11" - 12"
264174	Moyen	12" - 13"
264175	Grand	13" - 14"
264176	Très Grand	14" - 15"
264177	TT- Grand	15" - 16"

### Indications:

- Entorse, en inversion ou en éversion, de la cheville
- Instabilité de la cheville en médial ou en latéral
- Instabilité de l'articulation sous-astragaliennes

Pointure - homme	6-7	7 1/2-9	9 1/2-11	11 1/2-13	13 1/2-15
Pied étroit		TP	P	M	G
Pied régulier	TP	P	M	G	TG
Pied large	P	M	G	TG	TTG
Pointure - femme	5-6	6 1/2-8	8 1/2-10	10 1/2-12	12 1/2-14
Pied étroit		TP	P	M	G
Pied régulier	TP	P	M	M	G
Pied large	P	M	G	G	TG

\*Prendre la mesure de la cheville selon le diagramme ci-dessous



Professional Orthopedic Products

Téléphone: 1-866-334-4441  
Télécopieur: 1-888-484-4431  
Courriel: csr@poportho.com  
www.poportho.com

