

**NOUVEAU
DESIGN**

La chevillère

ASO[®]

avec renforts



Le choix des champions

Grâce aux améliorations apportées à la ASO avec renforts, la ASO conserve sa position de chef de file en matière de supports de la cheville. Offrez à vos athlètes et patients la technologie brevetée et éprouvée de la ASO avec renforts. Le chef de file conserve son avance.....



Renforts de plastique

Renforts de plastique amovibles qui permettent un support proprioceptif accru.

Courroies stabilisatrices

Les courroies stabilisatrices sont maintenant angulées pour mieux se profiler au-dessus de la malléole pour un plus grand confort et une meilleure résistance à la migration. Ces courroies de nylon forment un « 8 » de manière à aider la stabilisation des articulations sous-astragaliennes et tibio-tarsiennes.

Manchon extensible

Manchon circulaire extensible en tricot qui maintient les lacets et les courroies stabilisatrices bien en place. De plus, jumelé à la partie supérieure du chausson, il résiste aux forces d'inversion/éversion.

Coussinet d'Achille en CooFlex™

Le coussinage en CooFlex™ a été redoublé à l'intérieur du chausson au niveau du tendon d'Achille pour procurer un plus grand confort.

Couture cachée

Il n'y a plus de couture sous le pied. La couture est maintenant cachée le long de la partie arrière du chausson pour un confort accru.

Design bilatéral qui s'ajuste sans distinction, au pied gauche ou droit

Indications:

- Entorse de la cheville en inversion ou en éversion
- Instabilité médiale ou latérale de la cheville
- Instabilité de l'articulation sous-astragaliennes

Pointure - homme	6-7	7 1/2-9	9 1/2-11	11 1/2-13	13 1/2-15
Pied étroit		TP	P	M	G
Pied régulier	TP	P	M	G	TG
Pied large	P	M	G	TG	TTG
Pointure - femme	5-6	6 1/2-8	8 1/2-10	10 1/2-12	12 1/2-14
Pied étroit		TP	P	M	G
Pied régulier	TP	P	M	M	G
Pied large	P	M	G	G	TG

Noir	Blanc	Taille	Circonférence de la cheville*
264031	223181	Très Petit	10" - 11"
264032	223182	Petit	11" - 12"
264034	223184	Moyen	12" - 13"
264035	223185	Grand	13" - 14"
264036	223186	Très Grand	14" - 15"
264037	223187	TT- Grand	15" - 16"

*Prendre la mesure de la circonférence de la cheville comme indiqué sur le diagramme ci-bas.



Medical Specialties, Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227
 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060
 e-mail: request@medspec.com www.medspec.com U.S. Patent # 5,067,486

ASO is a registered trademark of Medical Specialties, Inc.

© 2009 Medical Specialties, Inc.



rev 05/09