

# Back-n-Black<sup>MD</sup>

## Support Dorsale



Les caractéristiques de conception brevetées du Back-n-Black offrent à vos patients le soutien et le confort nécessaires pour le traitement des troubles liés à la colonne lombaire.

### Panneaux Antérieur et Postérieur

Le panneau antérieur en plastique semi-rigide et les panneaux postérieurs en plastique et mousse fonctionnent en harmonie avec le système de sangles en nylon inélastique pour augmenter la pression intra-abdominale, réduisant ainsi la charge sur les disques intervertébraux et les structures musculo-squelettiques environnantes de la colonne lombaire.

### Système de Sangles en Nylon

Les nouvelles poignées plus grandes sur la ceinture élastique et le système de sangles en nylon facilitent l'application et le serrage pour atteindre le niveau de compression souhaité.

### Panneaux Élastiques Respirants

Les panneaux élastiques respirants à l'intérieur offrent un ajustement adaptable aux différentes formes abdominales et améliorent l'adhérence des patients grâce à leur design discret.

### Indications:

- Douleur lombaire chronique ou aiguë.
- Entorses ligamentaires et tensions musculaires de la colonne lombaire.
- Soutien postural.



Item #	Taille	Circonférence de Taille
163201	t-petit	22" - 26"
163202	petit	27" - 31"
163204	moyen	32" - 38"
163205	grand	39" - 45"
163206	t-grand	46" - 52"
163207	tt-grand	53" - 59"
163208	ttt-grand	over 59"