

NOUVEAU

Support Lombaire Back n Black


avec **panneaux doubles** de Med Spec®



Les caractéristiques du design breveté du support lombaire Back N Black™ à panneaux doubles offrent à vos patients le support et le confort dont ils ont besoin pour le traitement des problèmes reliés à la colonne lombaire.

Indications:

Douleurs lombaires chroniques ou aiguës; discopathie dégénérative; étirement des muscles lombaires; entorse lombaire ligamentaire; stabilisation lombaire post-opératoire; support postural.



Panneaux antérieur et postérieur rigides

Les panneaux rigides positionnés en antérieur et en postérieur travaillent de concert avec le système de bandage non élastique de nylon afin d'augmenter la pression intra-abdominale et, par le fait même, diminuer le poids sur les disques intervertébraux et les structures musculosquelettiques environnantes de la colonne lombaire. Les deux panneaux peuvent être chauffés et moulés pour un ajustement sur mesure.

Système de bandage de nylon

La courroie d'ajustement à-une-main sur le système de bandage de nylon procure une plus grande facilité d'emploi et un meilleur réajustement pour un niveau optimal de compression.

Panneaux élastiques aérés

Les panneaux élastiques aérés qui sont à l'intérieur permettent un ajustement optimal répondant à de nombreuses morphologies et favorisant ainsi le port par le patient.

# de produit	Taille	Tour de taille
163252	Petit	27" - 31"
163254	Moyen	32" - 38"
163255	Grand	39" - 45"
163256	Très Grand	46" - 52"
163257	Très Très Grand	53" - 59"



Medical Specialties, Inc.
4600-K Lebanon Rd.
Charlotte, NC 28227
T: 866-334-4441 F: 888-484-4431
T: 704-694-2434 F: 704-694-9060
courriel: request@medspec.com
www.medspec.com
U.S. Patent # 5,722,940
U.S. Patent # 5,984,885

CE
rev 03/06