

NOUVEAU

Med Spec® Boxer Splint



Pour vos patients qui souffrent d'une fracture du boxeur, l'attelle du boxeur de Med Spec® s'ajuste facilement dans la position intrinsèque plus et offre un confort et un support supérieurs pour favoriser l'observance par le patient.



Design ajustable

Les baleines malléables situées dans les zones palmaire et dorsale peuvent facilement être pliées afin d'immobiliser la main du patient dans la position intrinsèque plus, avec les articulations métacarpo-phalangiennes en flexion à 60-70° et les articulations interphalangiennes en pleine extension.



Confort et support

Le design en forme de coquille de plastique moulé protège et supporte les 4e et 5e métacarpes tout en permettant la flexion des articulations MP. La doublure de feutre de polypropylène procure un coussinage confortable et permet à l'humidité de la peau de rapidement s'évaporer.

Facilité d'application

La courroie de fixation métacarpienne inclut notre système breveté de rétention «V-Strap» qui empêche la courroie de glisser hors de la boucle de plastique au moment où l'on applique ou retire l'attelle. De plus, les courroies des doigts et du poignet sont conçues dans un matériau élastique souple qui peut facilement être ajusté avec la diminution ou l'augmentation de l'enflure.



Indications:

- Fracture du 4e métacarpe
- Fracture du 5e métacarpe

Taille	Gauche	Droit	Circonférence Du Poignet
Très Petit	223571	223581	4" – 5"
Petit	223572	223582	5" – 6"
Moyen	223574	223584	6" – 7"
Grand	223575	223585	7" – 8¼"
Très Grand	223576	223586	8¼" – 9½"

CE
rev 2/09

010212

Medical Specialties, Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060 e-mail: request@medspec.com www.medspec.com
U.S. Patent # 6,013,045 and other patents pending ©2009 Medical Specialties, Inc.

