



# CMC-X™

## Stabilisateur de Pouce



Le Stabilisateur de Pouce CMC-X offre à vos patients un soulagement de la douleur de l'arthrite articulaire carpo-métacarpiennes tout en leur permettant de continuer les activités qu'ils apprécient.

### Système de Courroies "X"

La courroie « X » est facilement ajustée pour positionner le premier métacarpien (base du pouce) dans le degré d'abduction désiré pour aider à stabiliser l'articulation CMC tout en permettant au pouce d'avoir une mobilité fonctionnelle.

### Poche de Tiges Ajustable

La poche de tiges ajustable fonctionne en concert avec la courroie « X » pour fournir une pression douce et aider à stabiliser l'articulation CMC. La poche de tige contient une tige en aluminium malléable et est facilement pliée et repositionnée par un fournisseur médical pour offrir un ajustement personnalisé.

### Matériel CoolFlex™

Le CMC-X est fabriqué principalement avec le matériel hypoallergénique et respirant CoolFlex™ pour le confort et la compression. Le CMC-X ne contient pas de caoutchouc Latex ou néoprène.



Grandeur	Gauche	Droit	Mésures
Très Petit	224451	224461	moins de 5 1/2"
Petit	224452	224462	5 1/2" - 6 1/4"
Moyen	224454	224464	6 1/4" - 7"
Grand	224455	224465	7" - 7 3/4"
Très Large	224456	224466	plus de 7 3/4"

\* Mesurez la circonférence du poignet au point le plus étroit

### Indications :

- Arthrose articulaire CMC;
- Sous-laxtion Médiale de l'articulation CMC.

