



CMC-X™ Orthèse

Stabilisateur du Pouce



Le Stabilisateur de Pouce CMC-X™ fournit vos patients avec un soulagement de la douleur d'arthrite carpo-métacarpienne (CMC) tout en leur permettant de réaliser les activités qu'ils aiment.

Système de Cerclage en "X"

Les sangles "X" sont facilement ajustables pour positionner le premier métacarpien (base du pouce) dans le degré d'abduction souhaité afin de stabiliser l'articulation de la CMC tout en permettant au pouce d'avoir une mobilité fonctionnelle.

Poche de Renforts Ajustable

La poche de renfort ajustable fonctionne en concert avec les sangles «X» pour fournir une pression douce et aider à stabiliser l'articulation CMC. La poche de support contient un support en aluminium malléable et est facilement pliée et repositionnée par un professionnel de la santé pour fournir un ajustement personnalisé.

Système de Fermeture de Lacet

Le système de fermeture de lacet améliore la facilité d'application.

Conception Bilatérale

La conception bilatérale correspond au pouce gauche ou droit, ce qui réduit les coûts d'inventaires.

Indications:

- L'ostéoarthrite de l'articulation CMC
- Subluxation médiale de l'articulation CMC



Taille	# Item	Mesures
Très Petit	224471	under 5½"
Petit	224472	5½" - 6¼"
Moyen	224474	6¼" - 7"
	224475	7" - 7¾"
Très Grand	224476	over 7¾"

*mesurer la circonférence du poignet au point le plus étroit



Medical Specialties, Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060
e-mail: request@medspec.com www.medspec.com Patent Pending

© 2018 Medical Specialties, Inc.

