





Produits Orthopédiques Professionnels

## CMCcare Orthèse de Pouce

Cette attelle de pouce est adapté pour et / ou une utilisation quotidienne à long terme et se caractérise par un haut degré d'efficacité, de confort et de qualité avec l'objectif de maintenir la fonction de main maximale.

Le CMCcare est conçu pour un support optimal de l'articulation en selle du pouce et positionne le métacarpien du pouce dans une position fonctionnelle et stable avec une bonne fonction de préhension. La conception anatomique avec bords arrondis, le système de fermeture simple et matériaux, assurer un bon ajustement et un confort optimal.



### Indications

- Arthrose (pouce) (ICD 10: M19.94)
- Instabilité de l'articulation de la base du pouce (CMC-1)
- Postopératoires après arthroplastie de l'articulation CMC-1

### Fonction du Produit

- Réduire les articulations d'amplitude de mouvement
- Prévention des déformations.

### Caractéristiques

- De forme anatomique.
- Noyau intégré aluminium transformable
- Fermeture velcro ajustable
- Courroie de Velcro supplémentaire
- Matériel: Plastique TPU, aluminium, nylon. Sans Latex.
- Couleur: gris/noir



### Tableau des Tailles

Numéro Item		Unité	Taille	Cironfrence	
Droit	Gauche				
8712R-S	8712L-S	Pièce	Petit	16,0 - 19,5 cm	
8712R-M	8712L-M	Pièce	Moyen	19,5 - 22,5 cm	
8712R-L	8712L-L	Pièce	Grand	22,5 - 26,0 cm	

Mesure : pour choisir la taille correcte, mesurez la circonférence autour du centre de la main (sans pouce)

Disponible chez: Produits Orthopédiques Professionnels  
 Tél: 1-866-334-4441  
 Télécopieur 1-888-484-4431  
 Courriel: csr@poportho.com  
 www.poportho.com