



## POP GANT DE COMPRESSION POUR ARTHRITE

Les Gants de Compression de l'Arthrite POP aident à soulager les douleurs, ainsi que la raideur associée à l'arthrite des mains et des doigts. Nos gants de forme-ajustage fournissent une compression légère qui aide à contrôler l'enflure et la douleur des articulations. La doublure thermique retient la chaleur de votre corps et aide à augmenter la circulation et de apporter un soulagement à long-terme. La paume texturée offre une prise antidérapante et le bout des doigts ouverts est pratique pour les activités quotidiennes, vous permettant de toucher et sentir sans barrières gênantes. Tous nos gants sont sans latex.

**LAVAGE / ENTRETIEN** Laver régulièrement à la main à l'eau froide avec un savon doux et suspendre pour sécher; fermez toutes les attaches à boucles et à crochets pour éviter d'endommager les autres tissus.

Contenus de paquet: 1 paire composée d'un gant gauche et droit.



ITEM	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN AUTOUR LES JOINTURES
4441-XXS	TT-PETIT	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " - 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
4441-XS	TRÈS PETIT	6" - 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
4441-SM	PETIT	7" - 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
4441-MD	MOYEN	8" - 9"
4441-LG	GRAND	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " - 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
4441-XL	TRÈS GRAND	10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " - 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
4441-XXL	TT-GRAND	11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " +

