

# Compressor™

support de poignet



Le support de poignet Compressor™ offre un excellent niveau de confort et de compression le long de la région carpienne. Le système breveté de rétention de courroie au bout de la courroie permet une application facile. En plus, la courroie du Compressor fonctionne avec les baleines plastiques pour créer un support de poignet fonctionnel qui limite l'amplitude de flexion et d'extension du poignet.

## Courroie de Compressor™

Le système breveté de rétention de courroie permet une application facile. La courroie élastique de haute qualité offre une compression supérieure le long de la région carpienne.

## Matériau de CoolFlex™

Le corps du Compressor est fabriqué avec ce matériau respirable qui offre un rembourrage et qui s'étend dans toutes directions.

## Baleine Palmaire en Plastique Moulé

Les baleines de polyéthylène de haute densité est moulé pour offrir un ajustement anatomique et résiste à la flexion du poignet.

## Baleine Dorsale en Plastique

Les baleines de polyéthylène de basse densité résiste à l'extension du poignet.

## Indications:

- Syndrome du canal carpien
- Entorses de poignet
- Arthrite du poignet



Gauche	Droite	Taille	Circ. du poignet
223802	223812	Petit	5"-6"
223804	223814	Moyen	6"-7"
223805	223815	Grand	7"-8"
223806	223816	Très Grand	8"-9"