

CP02 CHAUSSURE POST-OPÉRATOIRE



Caractéristiques:

- Fabriqué en matériau respirant;
- Bout ouvert;
- Idéal pour la chirurgie des orteils et de l'avant-pied;
- Renforcement rigide dans le talon;
- Idéal pour les affections de talon

Indications:

- Opérations du pied et des orteils, dans les cas de difficultés de retour veineux (oedèmes), lorsque les chaussures classiques ne peuvent pas être utilisées.
- Bandages qui immobilisent l'articulation tarsotibiale, facilitant ainsi le mouvement, en particulier lors de la phase de levage.



Design bilatérale s'adapte au pied gauche et droit

ITEM	TAILLE	Grandeur de Chaussures Européenne
CP02-XS	T-PETIT / 0	33 - 35
CP02-SM	PETIT / 1	36 - 38
CP02-MD	MOYEN / 2	39 - 40
CP02-LG	GRAND / 3	41 - 42
CP02-XL	T-GRAND / 4	43 - 45