

CP04 CHAUSSURE POST-OPÉRATOIRE



Caractéristiques:

- Plante du pied contournée et anti-dérapante;
- Système de fermeture velcro s'adapte à des déformations ou des pansements post-opératoires encombrants;
- Semelle intérieure peut être remplacée par une semelle de déchargement actif pour les ulcères diabétiques;
- Embout optionnel s'enlève facilement;
- Fabriqué avec des matériaux respirants



Indications:

- Soins postopératoires du pied et des orteils, dans les cas où le patient ne peut pas encore porter des chaussures conventionnelles en raison de problèmes de retour veineux (œdème).
- Pied diabétique, ulcères plantaires et autres troubles du pied lorsque la semelle intérieure de déchargement est insérée.



Design bilatérale s'adapte au pied gauche et droit

ITEM	TAILLE	Grandeur de Chaussures Européenne
CP04-XS	T-PETIT	33 - 35
CP04-SM	PETIT	36 - 38
CP04-MD	MOYEN	39 - 40
CP04-LG	GRAND	41 - 42
CP04-XL	T-GRAND	43 - 45

