

NOUVEAU

Orthèse

Syndrome du Tunnel Cubital



Le nouveau design présente une manche de maille pour une application plus facile et un confort amélioré offrant toujours une attelle de nuit de profil bas et ajustable qui tient confortablement le coude dans une position neutre pour réduire la tension et la pression sur le nerf ulnaire.



Conception Ventrale

La conception de bas profil augmente la confortabilité du patient pendant le sommeil. Aucun matériaux rigides en contact avec la tête du cubitus et l'olécrâne.



Tiges en Aluminium Ajustables

Place le coude dans une position neutre, pourtant l'angle peut être ajusté en pliant la tige en aluminium.

Indications:

- Syndrome du Tunnel Cubital
- Compression ulnaire au coude

Système de Rétention en Courroie "V"

Permet une application plus facile en empêchant les courroies de fermeture proximales et distales de désengager avec les boucles en plastique. La courroie du milieu peut être enlevée si désiré pour les protocoles de traitement différents.



# Item	Taille	Circonférence*
223444	Petit/Moyen	6" - 15"
223446	Grand/T-Grand	10" - 19"

* Mesurez la circonférence du bras supérieur au mi-biceps

Disponible chez:
Professional Orthopedic Products
Tél Sans Frais: 1-866-334-4441
Télécopieur Sans Frais: 1-888-484-4431
csr@poportho.com
www.poportho.com

POP
Professional Orthopedic Products