

Orthèse dynamique d'abduction

de la hanche pour enfants par Dr. Visser



Basko
Healthcare

Orthèse dynamique d'abduction

Orthèse dynamique d'abduction de la hanche par Dr. Visser

L'orthèse dynamique d'abduction de la hanche pour enfants est utilisée pour la maturation de la hanche en cas de dysplasie de la hanche et après réduction de la luxation de la hanche chez les nourrissons. L'orthèse offre un positionnement dynamique où l'articulation de la hanche est maintenue sous un angle de flexion de 90° et sous un angle d'abduction de 60°.



Propriétés / caractéristiques

- Articulations de la hanche avec arrêt d'extension à 90° et arrêt d'adduction réglable de 0° à 30°
- Articulations de la hanche et manchons pour cuisse réglables en largeur
- Manchons de cuisse rembourrés de mousse, munis d'une fermeture Velcro
- Bande de poitrine confectionnée avec fermeture Velcro
- Matériau: partie dorsale en matière plastique, réalisée en mousse polyéthylène
- Couleur: blanc

Indications

- Dysplasie de la hanche
- Luxation de l'articulation de la hanche
- Subluxation de l'articulation de la hanche, traumatique

Fonction du produit

- Réduire l'amplitude du mouvement
- Éviter les amplitudes indésirables du mouvement
- Positionnement correct de la tête du fémur dans l'acétabulum (cavité de l'os iliaque)



Tableau des dimensions

Numéro d'article	Par	Taille
2990	pièce	universelle

Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tél : +31 (0) 75 - 613 15 13 | E-mail : vente@basko.com

basko.com