

# DynaTrack™

## Stabilisateur Patellaire Articulé



Le design unique de contrefort et charnières robuste de la DynaTrack travail en synergie pour normaliser le mouvement patellaire, fournir un support médial et latéral, et contrôler l'hyperextension du genou. Toutes les caractéristiques incorporées dans la DynaTrack avec Charnières fonctionnent en concert pour fournir à vos patients un plus grand support et le confort qu'ils exigent pour assure la conformité.

### Caractéristiques

Charniers en acier inoxydable

Contrefort interne de la rotule

Design de fermeture antérieure

Coussinet interne de SkinLoc

Poplitée ouverte

### Avantages

Offre une stabilité médiale et latérale supérieure.

Applique une pression directe et ajustable à la rotule et reste en position grâce au matériel SkinLoc.

Permet une application facile et un ajustement optimum.

Agrippe l'extrémité proximale de mollet pour empêcher la migration distale.

Minimise le rassembleage du matériel pendant la flexion pour améliorer le confort.



### Indications:

Subluxation de rotule

Dislocation de rotule

Mouvement rotulienne chronique

Syndrome de douleur fémoro-patellaire

Dégagement latérale

Réalignement rotulien

Gauche	Droit	Taille	Circ. Genou
117041	117051	Très Petit	10" - 12"
117042	117052	Petit	12" - 14"
117044	117054	Moyen	14" - 16"
117045	117055	Grand	16" - 18"
117046	117056	Très Grand	18" - 20"
117047	117057	TT-Grand	20" - 22"

Mesurant votre Circonférence de Du Genou au mi-rotule

Medical Specialties, Inc.  
4600-K Lebanon Rd.  
Charlotte, NC 28227

p: 800-334-4143 f: 800-694-9060

p: 704-694-2434 f: 704-694-9060

e-mail: request@medspec.com

www.medspec.com

U.S. Patent # 7,004,919