

# EpiGel<sup>®</sup>

## Support de coude



Un design confortable, profilé, qui contribue au traitement de l'épicondylite latérale (coude du tennisman) ou médiale (coude du golfeur). Le support de coude EpiGel procure un soulagement grâce à deux coussinets ajustables en gel qui compriment les muscles extenseurs et fléchisseurs sans nuire à la circulation sanguine dans l'avant-bras. Les coussinets de gel atténuent également la vibration. Le design universel s'ajuste à une large proportion de patients.

### EpiGel

223410	univ	8" - 14"
--------	------	----------

\*Mesurer l'avant-bras juste sous le coude.

### Deux coussinets de gel

Compriment les muscles extenseurs pour un soulagement de l'épicondylite latérale et les muscles fléchisseurs pour un soulagement de l'épicondylite médiale sans créer de tourniquet autour de l'avant-bras. Les coussinets de gel atténuent également la vibration.

**Système breveté de courroies de rétention**  
Permet une application facile.

**Design universel**  
Convient au bras droit et au bras gauche avec une grandeur unique.

**Conception profilée**  
Moins de chance d'accrocher des objets.

# EpiFoam<sup>™</sup>

## Support de coude

### EpiFoam

Code de produit	Taille	Circonférence du coude*
223420	univ	8" - 14"

\*Mesurer l'avant-bras juste sous le coude.



**Coussin en mousse unique**  
Comprime les muscles extenseurs pour soulager l'épicondylite latérale ou les muscles fléchisseurs pour soulager l'épicondylite médiale.

**Design universel**  
Convient au bras droit et au bras gauche avec une grandeur unique.

**Système breveté de courroies de rétention**  
Permet une application facile.

**Conception profilée**  
Moins de chance d'accrocher des objets.

Medical Specialties, Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227  
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060  
e-mail: request@medspec.com www.medspec.com

EpiGel, EpiFoam and Med Spec are trademarks of Medical Specialties, Inc.

© 2010-2021 Medical Specialties, Inc.

