

EpiGel[®]

avec Renforts Support de Coude



Le nouveau EpiGel avec Renforts a une compression focale améliorée pour aider au traitement du coude de tennis (épicondylite latérale) ou du coude du golfeur (épicondylite médiale). Le EpiGel avec Renforts offre un soulagement avec deux coussinets de gel / renforts réglables qui compriment les muscles extenseurs et fléchisseurs sans restreindre la circulation de l'avant-bras. La conception universelle correspond à une large gamme de patients.



Deux Coussinets de gel / renforts

Les coussinets de gel polymère et renforts en aluminium sont connectés par une fermeture auto-agrippante et fonctionnent en concert pour comprimer les muscles extenseurs pour soulager l'épicondylite latérale et les muscles des fléchisseurs pour soulager l'épicondylite médiale. Les coussinets de gel / renforts élèvent également la sangle de la peau où le flux veineux retourne donc il n'y a pas de garrot autour de l'avant-bras. Le contour des renforts en aluminium peut être ajusté et les coussinets de gel / renforts peuvent être repositionnés pour fournir un ajustement personnalisé. Les coussinets de gel doux amortissent également les vibrations.

Système de rétention de sangle unique

Permet une application facile.

Design universel

S'adapte à bras droit ou gauche. Une taille unique.

Conception à profil bas

Moins susceptible de s'accrocher à un objet.

Item #	Taille	Circ. de Coude
223440	univ	8" - 14"

*mesurez l'avant-bras en dessous du coude

Medical Specialties Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060

p: 704-694-2434 f: 704-694-9060 e-mail: request@medspec.com www.medspec.com

EpiGel and Med Spec are trademarks of Medical Specialties Inc.

© 2024 Medical Specialties Inc.



rev 1/24