

## ET-210 SUPPORT d'ÉPAULE RESPIRANT




### Caratéristiques:

Large bande dorsale en tissu élastique multi-bandes respirant. Deux bandes supérieures sont allongées sur les épaules, passent sous le bras, traversent le dos et se fixent sur l'abdomen, permettant une traction progressive du dos par rétropulsion des épaules jusqu'à ce que la mauvaise posture kyphotique soit corrigée.

### Indications:

- Dorsalgie.
- Comme correcteur de positions incorrectes et de mauvaise posture.
- Régulation de la position dorsale par effets posturaux et rappel anatomique.
- Il n'est pas recommandé de l'utiliser plus de 3-4 heures par jour.



ITEM	TAILLE	DESSOUS DE POITRINE EN CM
ET-210 XS	TP/1	75 - 85
ET-210 SM	P/2	80 - 92
ET-210 MD	M/3	85 - 97
ET-210 LG	G/4	92 - 104
ET-210 XL	TG/5	98 - 110
ET-210 XXL	TTG/6	104 - 120

