

NOUVEAU  
DESIGN

# La cheville

# EVO®



## La prochaine étape en matière de technologie de support de la cheville™

La cheville EVO vous aide à faire un pas vers l'avant en matière de protection de la cheville. Avec sa nouvelle conception de courroie et de coiffe, la cheville EVO donne un meilleur contrôle d'inversion/éversion et protection contre les entorses syndesmose de la cheville que la ASO original. En plus, les nouveaux perfectionnements offrent un confort et support supérieur.



Produit actuel

Conception bilatérale pour s'ajuster autant au pied gauche qu'au pied droit

Noir	Blanc	Taille	Circonférence de la cheville*
264091	264081	Très Petit	10" - 11"
264092	264082	Petit	11" - 12"
264094	264084	Moyen	12" - 13"
264095	264085	Grand	13" - 14"
264096	264086	Très Grand	14" - 15"
264097	264087	Très Très Grand	15" - 16"

### Chausson interne de plastique

La matière d'excès de la coiffe en plastique intérieure a été enlevée pour améliorer la compression circonférentiel autour de l'articulation distale tibio-fibulaire. En plus, la coiffe dynamique est maintenant doublé avec du matériel CoolFlex pour un confort amélioré et du matériel Skinloc pour résister à la migration distal.

### Courroies Étrier & Stabilisatrices

La courroie d'étrier intérieure est redirigé à travers les fentes du coiffe dynamique et continue à l'extérieur de la botte pour former les courroies de stabilisation qui capturent mieux le calcaneum (le talon) et résistent à l'inversion ou à l'éversion de la cheville pour aider à stabiliser les articulations talo-cruale et sous-astragaliennes.

### Coussin et Languette d'Achilles de CoolFlex

Le rembourrage CoolFlex contient des fibres spandex pour fournir un confort supérieur le long du tendon d'Achille et de la face dorsale du pied. Le lacet est attaché au fond de la languette pour faciliter l'application.

### Couture invisible

Pour un confort et durabilité améliorés, la couture est maintenant positionnée le long de la partie arrière de la botte. Il n'y a plus une couture sous le pied.



Une partie de la manchette élastique a été enlevée et des courroies blanches ont été utilisées dans la photo ci-dessus pour des buts d'illustration.

### Courroie-étrier

La courroie-étrier interne est doublée de Skinloc™ pour une meilleure emprise du calcaneum (talon) et pour résister contre l'inversion/éversion de la cheville.

### Indications:

- Entorses en inversion/éversion de la cheville
- Entorses de la syndesmose de la cheville (entorses sévères de la cheville)
- Instabilité médiale ou latérale de la cheville
- Instabilité de l'articulation astragalocalcanéenne

Pointure d'homme	6-7	7½-9	9½-11	11½-13	13½-15
Pied étroit	TP	TP	P	M	G
Pied régulier	P	P	M	G	TG
Pied large	P	M	G	TG	TTG
Pointure de femme	5-6	6½-8	8½-10	10½-12	12½-14
Pied étroit	TP	TP	P	M	G
Pied régulier	P	P	M	M	G
Pied large	P	M	G	G	TG

\* Mesurer la circonférence de la cheville comme indiqué sur le diagramme ci-haut.

