



EVO® Quatro™

Stabilisateur de Cheville



La prochaine EVolution en matière de technologie de support de la cheville

Le stabilisateur de cheville EVO® Quatro offre la technologie innovatrice du système de bandage et chausson du stabilisateur EVO dans une conception profilée, ce qui en fait le support de cheville idéal pour ces athlètes et patients qui ne peuvent endurer les matériaux épais dans leurs chaussures, mais ont besoin d'un support solide de la cheville.



Conception profilée

La conception du chausson du Quatro a été modifiée afin de réduire l'espace couvert au niveau du cou-de-pied et permettre une flexion plantaire sans restriction.

Étrier et courroies de stabilisation

Une courrièr-étrier interne circule au travers de fentes aménagées dans le chausson dynamique et continue à l'extérieur du chausson pour former les courroies de stabilisation. En attente de brevet, ce système de bandage retient de manière plus efficace le calcanéum (talon) et résiste à l'inversion/éversion de la cheville pour aider à la stabilisation des articulations tibio-tarsienne et astragalocalcanéenne.

Chausson dynamique

Un chausson en plastique ultra-mince travaille de concert avec un système de bandage pour exercer une compression circonférentielle autour de l'articulation tibio-fibulaire distale. En plus, le chausson dynamique est maintenant doublé d'un coussinage CoolFlex^{MC} pour plus de confort et d'un matériau Skinloc^{MC} pour résister à la migration distale.



Le chausson élastique a été retiré pour les besoins d'illustration.



Indications:

- Entorse de la cheville en inversion ou éversion
- Entorse de la syndesmose de la cheville (entorse haute)
- Instabilité médiale ou latérale de la cheville
- Instabilité de l'articulation astragalocalcanéenne

Design bilatéral pour pied gauche ou pied droit

Noir	Taille	Circ. Cheville *
264231	Très Petit	10" - 11"
264232	Petit	11" - 12"
264234	Moyen	12" - 13"
264235	Grand	13" - 14"
264236	Très Grand	14" - 15"
264237	TT Grand	15" - 16"

*Prendre la mesure de la cheville selon le diagramme ci-dessous

Pointure Hommes	6-7	7 1/2-9	9 1/2-11	11 1/2-13	13 1/2-15
Pied Étroit		tp	p	m	g
Pied Normal	tp	p	m	g	tg
Pied large	p	m	g	tg	ttg
Pointure Femmes					
Pied Étroit		tp	p	m	g
Pied Normal	tp	p	m	m	g
Pied large	p	m	g	g	tg

Medical Specialties, Inc.

4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060

e-mail: request@medspec.com www.medspec.com Patents pending

EVO and Quatro are trademarks of Medical Specialties, Inc.

© 2014 Medical Specialties, Inc.

