

IMMOBILISATEUR DE GENOU UNIVERSEL EN MOUSSE

Caractéristiques:

Cet immobilisateur de genou à poids léger avec mousse fournit un éventail de garnitures. Un avantage principal est la réduction de migration due aux cinq courroies élastiques circonférentielles la tenant fermement en place. Les renforts malléables médiaux et latéraux permettent la personnalisation pour un support additionnel. Les renforts postérieurs gardent la prolongation pleine de la jambe.

ITEM	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DE CUISSE
223690	12" Universel	Jusqu'à 20"
223660	16" Universel	Jusqu'à 24½"
223665	18" Universel	Jusqu'à 26½"
223670	20" Universel	Jusqu'à 29"
223677	20" Universel	Jusqu'à 33"
223675	22" Universel	Jusqu'à 31½"
223680	24" Universel	Jusqu'à 33¼"
223687	24" Universel	Jusqu'à 37"

