


FSX MARCHEUR PNEUMATIQUE



- La coque semi-rigide et durable permet de supporter le membre tout en offrant une protection intégrale.
- Système de gonflement intégré, pas besoin d'une pompe à main séparée ou de rotation d'une soupape.
- Semelle basculante à bas profil permet une marche naturel.
- Vessies d'air médiale et latérale séparés pour un gonflage personnalisé pour tenir compte à des changements de l'enflure.
- Couvre-d'orteil pour une protection supplémentaire.



Disponible en versions haut ou bas

TAILLE	HAUT	BAS	GRANDEUR SOULIERS HOMMES	GRANDEUR SOULIERS FEMMES
PETIT	T98422	T98522	4 - 6	5 - 7
MOYEN	T98424	T98524	7 - 10	8 - 11
GRAND	T98426	T98526	11 - 13	12 - 14

Indications:

- Entorses de cheville;
- Entorses d'avant-pied;
- Fractures stable du pied;
- Fractures tibiales distales
- Fracture péronier distales
- Entorse de cheville syndesmose