

NOUVEAU
DESIGN

Gripper™

Orthèse du genou articulée 16"



L'orthèse du genou articulée Gripper™ procure à vos patients et athlètes la stabilité médiale et latérale dont ils ont besoin tout en résistant à la migration distale.

Observance et Migration

Le coussinet intérieur en SkinLoc™ travaille de concert avec les courroies externes pour agripper la partie proximale du muscle du mollet et empêcher la migration distale de l'orthèse, favorisant ainsi l'observance du traitement par le patient.

Durabilité

Les courroies sont faites de matière élastique haute tension, ce qui permet de nombreuses applications sans effilochage, ni perte de force de résistance. Les articulations métalliques sont logées dans des pochettes dont l'intérieur est renforcé aux points d'usure à l'aide d'un matériau de nylon balistique afin d'empêcher les articulations de percer les pochettes.

Facilité d'application et Confort

La fermeture antérieure de type cintré permet une facilité d'application et un ajustement optimal. Pour un confort accru, l'ouverture poplitée minimise les replis du matériel pendant la flexion.

Indications

- Entorses du ligament collatéral externe (LCE) ou du ligament collatéral interne (LCI)
- Instabilité latérale ou médiale
- Contrôle de l'hyperextension

L'orthèse Gripper™ de 16" est disponible dans deux différents matériaux : néoprène et CoolFlex™. La version en néoprène procure une chaleur et une compression supérieure. La version en CoolFlex™ est perméable à l'air et hypoallergénique.

Taille	Néoprène polycentrique à engrenage	Néoprène aluminium	CoolFlex polycentrique à engrenage	CoolFlex aluminium	Circonférence du genou*
Petit	117072	117072-A	117082	117082-A	12" - 14"
Moyen	117074	117074-A	117084	117084-A	14" - 16"
Grand	117075	117075-A	117085	117085-A	16" - 18"
Très Grand	117076	117076-A	117086	117086-A	18" - 20"
TT-Grand	117077	117077-A	117087	117087-A	20" - 22"

* La circonférence du genou doit être mesurée au niveau du centre de la rotule



polycentrique à engrenage

aluminium

CE
010212

Medical Specialties, Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060 e-mail: request@medspec.com www.medspec.com

©2010 Medical Specialties, Inc.

