



Genouillère articulée

# Gripper™ ADM



La genouillère articulée Gripper™ Amplitude de Mouvement procure à vos patients la stabilité et la versatilité dont ils ont besoin tout en exerçant une résistance contre la migration distale.

## Contrôle et Réglage

Les charnières polycentriques à amplitude de mouvement sont faciles d'accès et permettent un réglage rapide en flexion et en extension à 0°, 15°, 30°, 60° et 90°. Les charnières ADM sont recouvertes d'un coussinage afin de permettre des activités sportives. Des courroies de nylon non élastique travaillent de concert avec les charnières ADM pour contrôler la flexion et l'extension et procurer une stabilité médiale et latérale.

## Observance et Migration

Le coussinage interne en Skinloc™ travaille de concert avec la courroie externe de retenue pour agripper l'extrémité proximale du mollet et empêcher la migration distale de l'orthèse, ce qui a pour résultat d'encourager le port de l'orthèse par le patient.

## Durabilité et Confort

Les pochettes d'insertion des charnières ADM sont renforcées de l'intérieur à l'aide de nylon balistique aux endroits susceptibles d'usure, le tout afin d'empêcher que les charnières percent le matériel. Le design du coussinet condylien rend la genouillère encore plus confortable. La fermeture antérieure enveloppante permet une facilité d'application et un ajustement optimal.

## Indications

- Postopératoire suite à une réparation méniscale ou ligamentaire
- Entorses du ligament collatéral interne ou externe
- Instabilités du LCI ou LCE

La genouillère Gripper ADM est disponible dans deux différents matériaux de base : Néoprène et CoolFlex™. La version en Néoprène procure chaleur et compression supérieure. La version en CoolFlex™ est perméable à l'air et hypoallergénique. La charnière de la Gripper ADM est seulement disponible dans une longueur de 40,6 cm (16"). Toutes les versions de la Gripper sont sans latex.



Suggested HCPCS: L1832

Taille	Néoprène	CoolFlex	Circonférence du genou
Petit	117132	117142	10" - 12"
Moyen	117134	117144	12" - 14"
Grand	117135	117145	14" - 16"
Très Grand	117136	117146	16" - 18"
TT-Grand	117137	117147	18" - 20"

\* Mesurer la circonférence du genou à la hauteur du centre de la rotule



rev 6/10

Medical Specialties, Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060  
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060 e-mail: request@medspec.com www.medspec.com

©2010 Medical Specialties, Inc.

010212

