



Gripper™ 3

Orthèse de genou articulée 12"



L'orthèse de genou articulée Gripper™ 3 vous offre la possibilité de fournir à vos patients un dispositif sur mesure qui offre une stabilité médiale et latérale supérieure et une résistance à la migration distale.



Support Amélioré & Ajustement Personnalisé

Les coussinets condyliens multiples peuvent être repositionnés médialement ou latéralement pour offrir un soutien renforcé et un ajustement personnalisé aux patients présentant un genou en valgus ou en varus. Les sangles de fermeture externes faciles à décoller peuvent également être coupées pour un ajustement sur mesure.

Conformité et migration

Le coussinet interne SkinLoc™ fonctionne en concert avec la sangle de fermeture extérieure pour saisir l'extrémité proximale du muscle du mollet et empêcher l'orthèse de migrer distalement, améliorant ainsi la conformité du patient.

Durabilité

Les poches de charnière en métal sont renforcées à l'intérieur avec un tissu en nylon tissé aux points d'usure pour empêcher la charnière de s'user à travers la poche.

Facilité d'application et confort

La fermeture antérieure enveloppante permet une application facile et un ajustement optimal. Le tissu extensible dans quatre directions dans la fosse poplitée minimise les plis pendant la flexion pour améliorer le confort. L'avant et les côtés de l'orthèse sont fabriqués avec le matériau CoolFlex™ qui est respirant offre un bon soutien.

Indications:

- Blessures méniscales
- Blessures ou entorses du LCM ou LCL
- Instabilités médiales ou latérales du genou

Item #	Taille	6" Au-Dessus	Mi-Rotule	6" Au-Dessous
117231	T-Petit	11" - 13"	10" - 12"	10" - 12"
117232	Petit	13" - 16"	12" - 14"	12" - 14"
117234	Moyen	16" - 18"	14" - 16"	13" - 15"
117235	Grand	18" - 21"	16" - 18"	15" - 17"
117236	T-Large	21" - 24"	18" - 20"	17" - 19"
117237	TT-Grand	24" - 27"	20" - 22"	19" - 21"
117238	3T-Large	27" - 31"	22" - 24"	21" - 23"
117239	4T-Grand	31" - 35"	24" - 26"	23" - 26"

* Utilisez la mesure mi-rotule pour les informations de tailles principales

Medical Specialties Inc. 4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 28227 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060 e-mail: request@medspec.com www.medspec.com
©2024 Medical Specialties Inc.

