




HEMI-SLING UNIVERSEL

Cette écharpe est idéale pour les patients souffrant d'Hémiplégie/Paralysie des extrémités supérieures. Conçu pour éliminer le poids sur le cou en supportant efficacement la main et le coude.

Construit de la toile blanche durable avec une doublure confortable de flanelle.

Lavable.



Pour déterminer la taille appropriée, mesurez la distance linéaire du processus d'olecranon (bout de coude) au 5^{ème} joint de MP (l'articulation)

| ITEM # | TAILLE |
|--------|-----------|
| 183010 | Universel |