

## HV-33 HALLUX-VALGUS EN THERMOPLASTIQUE



### Caractéristiques:

Correcteur de nuit pour oignon, fabriquée en thermoplastique et velours, avec un joint micro-fixation. Il comprend un coussin de rembourrage sur le gros orteil qui, avec la courroie de pression, à la hauteur de l'oignon, maintient le premier métatarse aligné et en bonne position lors d'une utilisation nocturne, réduisant la douleur et prévenant son évolution possible.



### Indications:

- Correction de l'hallux valgus



DROIT	GAUCHE	TAILLE	GRANDEUR PIED EUROPÉEN	GRANDEUR PIED US FEMMES	GRANDEUR PIED US HOMMES
HV-33D-SM	HV-33I-SM	Petit / 1	34 - 36	4 - 6	3 - 4.5
HV-33D-MD	HV-33I-MD	Moyen / 2	37 - 40	6.5 - 9	5 - 7.5
HV-33D-LG	HV-33I-LG	Grand / 3	41 - 46	9.5 - 13	8 - 12