


## K80032 GENOUILÈRE AJUSTABLE POST-OPÉRATOIRE

Conçu pour fournir une amplitude de mouvement contrôlée pour les patients récupérant de la chirurgie du genou ou pour ceux qui ont des blessures ou des instabilités de genou.



- Confortable et extrêmement léger, simple à appliquer;
- Les barres télescopiques sont facilement ajustées pour un ajustement personnalisé;
- Grandeur universelle donc moins à garder en inventaire;
- Courroies peuvent être coupées pour la personnalisation de la taille;
- Les fonctions de verrouillage permettent de verrouiller l'orthèse en appuyant sur un bouton;
- Charnière "amplitude-de-mouvement" facile à utiliser avec réglage rapide des arrêts de la flexion et d'extension pour contrôler et limiter la flexion et l'extension du genou;
- Les boucles rapides permettent une application et un retrait faciles de l'orthèse;

**Code de Produit K80032 - Une grandeur universel**