

SUPPORT THORACIQUE LOMBAIRE (LT)

Indique où l'appui thoracique et lombaire est nécessaire pour améliorer une mauvaise posture et réduire les douleurs lombaires. Les muscles du dos sont stimulés pendant qu'ils aident à tirer l'omoplate et à redresser la tête et le cou, favorisant ainsi la stabilité de la colonne vertébrale. Ce support léger mais rigide est applicable aux patients post-chirurgicaux ou ostéoporotiques.

Le support LT mesure 20" de haut à la colonne vertébrale et est profilé en haut et en bas jusqu'à 8" au devant. La largeur du lombaire en arrière est 12".

Les bretelles rembourrées s'ajuste et se fixe à l'avant pour faciliter l'accès.

Les sangles abdominales entrecroisées nécessitent une résistance minimale et fournissent un soutien exceptionnel.

Pour le patient plus court, le LT Court présente les mêmes caractéristiques que notre LT Longue, mais ses contours atteignent seulement 6" de hauteur. Il accepte une insertion de température-basse, isolée qui se moule facilement, vite et confortablement. Commandez séparément.

Peut être porté par les hommes ou les femmes.



TAILLE	LONGUE	COURT	CIRCONFÉRENCE DE TAILLE
PETIT	0240 WHI SM	0241 WHI SM	24" - 30"
MOYEN	0240 WHI MD	0241 WHI MD	32" - 38"
GRAND	0240 WHI LG	0241 WHI LG	40" - 46"
T-GRAND	0240 WHI XL	0241 WHI XL	48" - 54"
TT-GRAND	0240 WHI XXL	-----	56" - 60"