

LUMBITRON ELITE DUO SUPPORT DORSAL LOMBO-SACRÉ SEMI-RIGIDE

Caractéristiques:

Orthèse en matériau multibande respirant, qui assure une compression uniforme grâce à sa technique de couture sans fil, évitant la friction ennuyeuse et la perte de compression sur la peau du patient. Renforcé dans la région du bas du dos avec quatre renforts en acier préformé, flexibles et adaptables. La partie avant comprend 2 renforts souples pour une meilleure consistance et une meilleure retenue abdominale. Sa partie intérieure incorpore un coussin lombaire en mousse qui fournit de la chaleur à la zone, donnant un effet thermique, tout en assurant une compression sélective dans la région lombaire.

Disponible en version Régulier et Court.

Indications:

- Lumbago.
- Lombosciatique.
- Processus dégénératifs.
- Faiblesse musculaire.
- Traitements pré et post-chirurgicaux.
- Hernie discale.
- Spondylolyse et spondylarthrose.



RÉGULIER	COURT	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE EN CM	HAUTEUR DEVANT	HAUTEUR ARRIÈRE RÉGULIER	HAUTEUR ARRIÈRE COURT
N/D	LTG-375 XS	T-PETIT / 1	75 - 85	14 cm	26 cm	21 cm
LTG-305 SM	LTG-375 SM	PETIT / 2	85 - 95	14 cm	26 cm	21 cm
LTG-305 MD	LTG-375 MD	MOYEN / 3	95 - 105	14 cm	26 cm	21 cm
LTG-305 LG	LTG-375 LG	GRAND / 4	105 - 115	14 cm	26 cm	21 cm
LTG-305 XL	LTG-375 XL	T-GRAND / 5	115 - 125	14 cm	26 cm	21 cm
LTG-305 2XL	LTG-375 2XL	2T-GRAND / 6	125 - 135	14 cm	26 cm	21 cm
LTG-305 3XL	LTG-375 3XL	3T-GRAND / 7	135 - 145	14 cm	26 cm	21 cm