

MANUTEC FIX IMMOBILISATION DE POIGNET AVEC ATTELLE PALMAIRE



Un nouveau système de fermeture et d'ajustement composé d'une fermeture à l'avant-bras et au poignet, dont la conception à une seule lanière permet un ajustement du poignet et de la main.

Dans la région palmaire, un système à double velcro permet un ajustement à la largeur de la zone métacarpienne de la main.

Caractéristiques:

Attelle de poignet, fabriqué à partir de velours respirant, faite de matériaux dernière génération (triple couche de mousse, velours, éponge), avec un système d'immobilisation triple comprenant une attelle de paume en aluminium malléable et bandes de formes anatomique médiales-latérales pour adaptation.

Indications:

- Immobilisation du poignet.
- Post-traumatisme.
- Post-opératoire.
- Séquelles douloureuses ou enflées.
- Instabilité.
- Réadaptation.

ITEM	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU POIGNET EN CM	POIGNET
M760-SM	Petit/Moyen	14 - 18	
M760-LG	Grand/T-Grand	18 - 22	

