

M780 MANUTEC FIX RIZART PLUS CMC ORTHÈSE DE POUCE



Caractéristiques:

Matériau très résistant et très doux. L'orthèse est moulable à la chaleur, flexible et confortable et s'adapte parfaitement à la forme de la main.

La conception à double injection de matériaux et les bords arrondis garantissent un confort maximal d'utilisation. Le système d'attaches, fixé par un noyau métallique, permet d'ajuster le degré de stabilité de l'articulation trapézo-métacarpienne selon les besoins.

Fonction:

Stabilise l'articulation de base du pouce et place le premier métacarpien dans sa position fonctionnelle. Place le pouce dans une position anatomiquement correcte et permet aux autres doigts de bouger correctement, assurant la fonctionnalité de la main.

Soulage la douleur et réduit les symptômes de perte de force.

Indications:

- Arthrose de la première articulation CMC.
- Traitement post-opératoire de la première articulation CMC.
- Arthroplastie de la première articulation CMC.
- Instabilité de la première articulation CMC.
- Rhizarthrosis.



TAILLE	GAUCHE	DROIT	CIRCONFÉRENCE EN CM
PETIT	M780I-SM	M780D-SM	16 - 19
MOYEN	M780I-MD	M780D-MD	19 - 23
GRAND	M780I-LG	M780D-LG	23 - 26

