

Manutec[®] Fix Rizart Advance

Orthèse de pouce d'abduction immobilisante



► CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Matériau respirant et sans couture avec des trous sur la surface pour le passage de l'air.



Un système d'immobilisation composé d'une double plaque avec un design enveloppant



Fermeture rapide à une main pour un montage plus facile.

Manutec® Fix Rizart Advance

- Orthèse d'immobilisation de pouce pour l'abduction restreinte.
- Maintient la plage de mouvement du poignet et des doigts et libère complètement la base du pouce pour soulager la pression dans cette zone.
- Equipé d'un système d'immobilisation constitué d'un noyau en aluminium malléable pour s'adapter à la morphologie du patient.
- De conception bilatérale, il peut être adapté à la main gauche ou droite.

Ref.: M790

Attelle d'immobilisation du pouce en abduction

- Effets
 - Support, stabilisation et immobilisation du pouce.
 - Restriction d'abduction.
- Recommandé pour
 - Rhizarthrose et arthrose de l'articulation trapèze-métacarpienne.
 - Tendinites et entorses du pouce (pouce du skieur).
 - Séquelles douloureuses et inflammatoires.
 - Instabilité des articulations trapèze-métacarpienne et métacarpophalangienne.
 - Traitement post-chirurgical et post-traumatique.
- Couleur
 - Gris-Orange

Taille	Périmètre /cm/	Longueur /cm/
1	14-18	11
2	18-22	13



Sans Latex



Conception Bilatérale



Distribué au Canada par:
Produits Orthopédiques Professionnels
1-866-334-4441 • 514-484-4441
csr@poportho.com

