

MF-93 SUPPORT DE POIGNET SEMI-RIGIDE AVEC ATTELLES PALMAIRE/DORSALE 2ème ET 3ème METACARPIENS

Caractéristiques:

Le MF-93 comprend une base en tissu léger et respirant avec une couche de coton en contact avec la peau, offrant un plus grand confort et permettant aux doigts de bouger librement.

Les attelles palmaires et dorsales sont fabriquées en aluminium malléable pour un maintien efficace et séparé du poignet et des doigts selon les angles désirés.

Le montage est simple grâce au tissu élastique radial et la fermeture est rapide au moyen de bandes velcro ajustables et de boucles anti-torsion.

Fonction:

Immobilisation du poignet, de la main, du deuxième ou du troisième doigt. Soulagement de la douleur.

Indications:

- Fracture des 2ème ou 3ème métacarpiens (fracture du boxeur).
- Blessures au poignet, à la main et aux 2e et 3e doigts.
- Luxations et entorses.
- Traitement pré / post-chirurgical et post-traumatique.



GAUCHE	DROIT	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU POIGNET EN CM
MF-I93 SM	MF-D93 SM	PETIT	14 - 16
MF-I93 MD	MF-D93 MD	MOYEN	16 - 18
MF-I93 LG	MF-D93 LG	GRAND	18 - 20

MF-95 SUPPORT DE POIGNET SEMI-RIGIDE AVEC ATTELLES PALMAIRE/DORSALE 4ème ET 5ème METACARPIENS

Caractéristiques:

Le MF-95 comprend une base en tissu léger et respirant avec une couche de coton en contact avec la peau, offrant un plus grand confort et permettant aux doigts de bouger librement.

Les attelles palmaires et dorsales sont fabriquées en aluminium malléable pour un maintien efficace et séparé du poignet et des doigts selon les angles désirés.

Le montage est simple grâce au tissu élastique radial et la fermeture est rapide au moyen de bandes velcro ajustables et de boucles anti-torsion.

Fonction:

Immobilisation du poignet, de la main, du deuxième ou du troisième doigt. Soulagement de la douleur.

Indications:

- Fracture des 4ème ou 5ème métacarpiens (fracture du boxeur).
- Blessures au poignet, à la main et aux 4e et 5e doigts.
- Luxations et entorses.
- Traitement pré / post-chirurgical et post-traumatique.



GAUCHE	DROIT	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU POIGNET EN CM
MF-I95 SM	MF-D95 SM	PETIT	14 - 16
MF-I95 MD	MF-D95 MD	MOYEN	16 - 18
MF-I95LG	MF-D95 LG	GRAND	18 - 20