

# Supports du Poignet



## Motion Manager<sup>®</sup> Support du poignet

Ce support du poignet en néoprène est excellent pour procurer un mouvement fonctionnel. La baleine palmaire profilée, en plastique et les baleines dorsales multi-densité offrent suffisamment de degrés d'ajustement pour procurer un niveau optimal de contrôle en flexion/extension.

Une conception profilée permet l'amplitude de mouvement nécessaire à un retour au travail sécuritaire.

Son design bilatéral convient à la main gauche comme à la droite.



Code de produit	Taille	Circ. du poignet
223901	Très Petit	Jusqu'à 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
223902	Petit	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " - 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
223904	Moyen	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " - 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
223905	Grand	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " - 8"
223906	Très Grand	Plus de 8"

Emballage pour vente au détail  
Brevet États-Unis #5,928,172

Phone: 1-866-334-4441  
Fax: 1-888-484-4431



Online: [www.poportho.com](http://www.poportho.com)  
Email: [csr@poportho.com](mailto:csr@poportho.com)

Professional Orthopedic Products